

<HARログ作成方法>

1) インターネットブラウザ、Google Chromeを起動し、事象が再現されるページへアクセスします。



2)メニューの「表示」>「開発/管理」>「デベロッパーツール」または コマンド+オプション+1キーを押し、「デベロッパーツール」を表示します。



3) デベロッパーツールにある『Network』タブを押します。

	R	6	Eler	ments	Con	sole	Source	s Net	twork	Timeline	»	<mark>8</mark> 1	<mark>A</mark> 2	:	×
	٠	\otimes		7	View:	:=	≤ 10	Pres	erve log	🗌 🗌 Disa	ble cache		Offline	No	thro
	Filte	r				Regex	Hid	le data	URLs						
総再生時	All	XHR	JS	CSS	Img	Media	a Font	Doc	WS	Manifest	Other				
#0 13 70			200	ms		400)ms		600m	5	800m	IS		100	0ms



4) データ取得状況を表示するためキーボード「コマンド+Rキー」を押し 画面の再読み込みを行います

5) デベロッパーツール画面右部の各データ表示箇所でマウスの右ボタンをクリックし、 メニューを表示させます。

総再生時間(Elemer	its C	onsole	Sources	Pres	serve lo	Timeline >> Offline No thr
	Filter	_	Ber	nex 🗌 Hid	e data		
	XHR JS CS	SS In	na Me	edia Font	Doc	WS	Manifest Other
	1000ms	н		2000ms		30	Juoms 4000ms 50
x	1 1						
						/	_
	Name	St	Туре	Initiator	Size	Time	Timeline – Start Time 4.00s
	1000401.ja	004	au		ev	10	
	?image_id=15478	200	jpg	<u>?linkfro</u>	2	44	
	com_footer_sim	304	sc	<u>?linkfro</u>	25	18	4
	index.min.js	304	SC	<u>?linkfro</u>	25	72	1
	 log_carenet.png 	304	png	header	25	19	
	ico_henquete.png	304	png	header	25	20	1
	ico_hlecture.png	304	png	header	25	18	1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
	ico_hed.png	304	png	header	25	19	
	sp_menu_sub.p	304	png	jquery	26	40	1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
	data:application	200	font	index.m	(fr	0ms	1
	 sp_header_line 	304	png	index.m	26	40	1
	¢ ico_gear.png	304	png	index.m	25	20	
	btn_search.png	304	png	index.m	25	21	Copy Request Headers
	> icon_arrow_clo	304	gif	index.m	26	41	Copy Response Headers
	- tit_line.png	304	png	index.m	26	41	Copy as cLIPI
	icon.png	304	png	index.m	26	40	Copy All as HAB
	ref:iga_sinzou_k	404	xhr	index.m	87	12	
	tracker?domain	200	gif	Other	18	37	Save as HAR with Content
	tracker?domain	200	gif	Other	18	19	Clear Browser Cache
ない場合はこちら	n question.png	304	png	?linkfro	26	41	Clear Browser Cookies
	arrow_s.png	304	png	?linkfro	26	41	
	chapter_step.png	304	png	?linkfro	26	41	Open in Sources Panel
	tracker?domain	200	qif	Other	18	19	Open Link in New Tab
	footer_simple96	200	SC	com fo	1	15	Copy Link Address
	vtt.min.is	304	sc	index.m	25	8ms	
	tracker?domain	200	aif	Other	18	19	
	projectcounts.p.	200	SC	iquery	48	44.	
	projectorantalprin	200	80	iquery	50	37.	
	pontano.pripto	200		Telever Arres		07	

6) メニューより Save as HAR with content(HAR形式にて保存)をクリックし、任意の場所へ「mrp.carenet.com.har」を保存します。



0

Copyright © 2024 CareNet,Inc. All rights reserved.